

REMEDIC

Quick Fixing Bandage selbsthaftende Schutzbandage



- REMEDIC Quick Fixing Bandagen sind aus 100% Polyester gefertigt.
- Eine spezielle Webweise ermöglicht es der helleren Unterseite an der dunkleren Oberseite zu haften.
- Die Haftfähigkeit steigt mit der Fläche des überlappenden Materials.
- Die starke Haftung ermöglicht es z.B. eine Wärmflasche oder einen Eisbeutel am Körper zu fixieren, ohne dabei an Bewegungsfreiheit zu verlieren.
- REMEDIC Quick Fixing Bandagen können fest gewickelt als Komresse dienen.
- Das weiche, anschmiegsame Material eignet sich hervorragend zum Umwickeln von Körperteilen, die sanft geschützt werden sollen.
- Das Material hält warm und schützt vor Zugluft, ist aber atmungsaktiv und angenehm auf der Haut.
- Ober- und Unterseite der Bandage können ohne Druck auszuüben und geräuschlos voneinander getrennt werden.
- REMEDIC Quick Fixing Bandagen sind vielseitig einsetzbar und eignen sich z. B. auch zum Einwickeln empfindlicher Gegenstände.
- Die Bandagen sind wiederverwendbar und können bei 60°C in der Maschine gewaschen werden.



REMEDIC Quick Fixing Bandage


die selbsthaftenden Schutzbandagen sind in 4 Formen erhältlich




Hals/Kopf - 100 x 15 cm



Body - 132 x 25 cm



Dreieck
Seitenlängen 96 / 96 / 136cm



Bein - 77 x 55 cm



Hergestellt für: